



Sécurité

Le système de ceintures a été testé en matière de confort par l'Institut national suédois de recherche sur les infrastructures routières et les transports (VTI). Les tests montrent qu'une personne reste fixée au siège lors d'un freinage à 90 km/h. Les tests ont été réalisés avec des mannequins dans trois classes de poids, 22, 34 et 75 kg.

Système de ceintures

- Peut être monté dans tous les véhicules dont les sièges ont une assise et un dossier séparés, c.-à-d. avec une ouverture entre l'assise et le dossier.
- Peut être monté aussi bien sur un siège avant que sur un siège arrière (toute-fois pas dans un siège arrière fixe qui nécessite une adaptation spéciale).
- Peut être utilisé dans les sièges auto pour enfants (faces à la route) qui ont une ouverture entre l'assise et le dossier.
- Peut être utilisé avec un réhausseur.
- Peut être monté dans tous les fauteuils roulants ayant un dossier fixe et une ouverture entre l'assise et le dossier.



La Ceinture d'épaule avec Boucle de fermeture.

Articles supplémentaires, avec délai de livraison plus long

- Ceinture d'épaule, tailles S, M et L.
- Boucle de fermeture de poitrine, pour la ceinture d'épaule (S, M/L)
- Ceinture en T, fermeture sur le côté (S, M, L)
- Fermeture de base dans trois différentes longueurs, pour la ceinture en T
- Ceinture mixte sans ceinture de base, fermeture devant ou sur le côté (S,M,L)

Pour obtenir des informations sur les produits disponibles en tant qu'articles supplémentaires:
support@autoadapt.se
Tél: +46 302 25440

CARE BELT®

Careva system

CEINTURE STABILISATRICE



Pour
davantage
d'information
www.autoadapt.fr

**auto
ADAPT**
for your independence

Autoadapt AB
Åkerivägen 7
S-443 61 Stenkullen, Suède

Tél: +46 302 25400
Fax: +46 302 25404
E-mail: contact@autoadapt.se
www.autoadapt.fr

La ceinture Careva a été conçue comme un complément offrant confort et sécurité aux personnes souffrant d'invalidité et voyageant dans un véhicule.

**auto
ADAPT**
for your independence




La Ceinture de Base, serrée autour du dossier, comporte 5 canaux dans lesquels les différentes ceintures sont fixées.



Kit Careva, ensemble dont fait partie la Ceinture de Base

Ceinture de Base



Ceinture de Poitrine



Ceinture en T

Les personnes atteintes de diminutions fonctionnelles ont souvent besoin d'un appui ou d'une fixation supplémentaire pour être bien assises dans une voiture, un fauteuil roulant, un siège de voiture pour enfant, etc.

La Ceinture de Base, élément central du système de ceinture Careva, se monte autour du dossier du fauteuil. On installe ensuite les ceintures de positionnement, nécessaires pour que la personne ait une position assise redressée. Pour que l'ajustement soit le meilleur possible, les ceintures peuvent être commandées dans les tailles Small, Medium et Large et, dans certains cas, dans plusieurs tailles en centimètres.

Le système de ceinture Careva, permettant de fixer le haut du corps contre le dossier, est un excellent complément à la ceinture de sécurité d'origine.

ATTENTION ! La ceinture de sécurité du véhicule doit cependant toujours être utilisée.

La ceinture Careva constitue également une sécurité supplémentaire pour le conducteur, puisqu'il peut conduire sans se demander si ses passagers sont suffisamment bien installés. Cela permet également à la ceinture de sécurité à trois points d'ancrage de la voiture de fonctionner de manière optimale en cas de collision.

La ceinture Careva peut être utilisée avec un coussin réhausseur et/ou un siège d'enfant pour voiture (à condition que celui-ci ait une ouverture entre l'assise et le dossier).

Pour les taxis et les services de transport pour personnes handicapées, le système Careva constitue une aide précieuse et il se monte et se démonte simplement et rapidement dans différents véhicules.

Pour empêcher que les personnes actives n'ouvrent elles-mêmes la ceinture en cours de déplacement, une ceinture de base de 150 cm de long peut être utilisée, permettant le verrouillage derrière le dossier du fauteuil.

La ceinture Careva est également un excellent moyen d'assurer la stabilisation dans un fauteuil roulant à dossier fixe



Une ceinture de base de 150 cm de long, permettant le verrouillage derrière le dossier du fauteuil.



La fermeture et l'ouverture de la ceinture sont rapides et simples

La ceinture Careva porte le marquage CE



(Le marquage CE indique que le produit est conforme à la directive européenne sur les techniques médicales).



Ceinture de Poitrine Careva.



On utilise ici la ceinture d'épaule (produit disponible sur commande, avec un délai de livraison un peu plus long, voir la page suivante).



Le Kit Careva, associée au fauteuil roulant de transport Carony Kids.